

rock



ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПРАЙС | 2025

classic

ИМПЛАНТАЦИОННАЯ СИСТЕМА

2

КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА

Все этапы проектных, производственных и сбытовых процессов сертифицированы на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016.

КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА

Современное оборудование для точения, фрезеровки, лазерной сварки в tandem с многоступенчатым контролем качества являются гарантом того, что даже самые сложные детали будут полностью соответствовать заданным параметрам.

КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

Титановое сырье, используемое для изготовления компонентов системы, соответствует ГОСТам и проходит сплошной входящий контроль на производстве.

КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ

Для лучшей остеоинтеграции имплантата в кости ему необходима гидрофильная пористая структура поверхности, которую на производстве получают в результате пескоструйной обработки и двойного кислотного травления.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Наличие компонентов для внутривитового сканирования позволяет работать по полному цифровому протоколу.

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Эргономичный набор инструментов для навигационной хирургии позволяет быстро и предсказуемо установить имплантаты даже вблизи анатомически значимых образований.

СОВРЕМЕННЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Возможность изготовления индивидуальных абатментов с оригинальными углом наклона и формой десневого края удовлетворяет требованиям врача и пациента.

СОВРЕМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Наличие всех необходимых компонентов для лабораторного и внутривитового сканирования и детально проработанных библиотек для CAD/CAM систем дают специалистам полную свободу действий.

СТАБИЛЬНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Герметичное конусное соединение абатмента и имплантата, основанное на эффекте самозаклинивания, исключает подвижность конструкции.

СТАБИЛЬНОСТЬ ИМПЛАНТАТА

Прогрессивная резьба имплантата гарантирует хорошую первичную стабильность в любом типе костной ткани.

СТАБИЛЬНОСТЬ КОСТИ

Эффект переключения платформ наряду с субкрестальной установкой имплантата обеспечивает формирование кости над «плечом» имплантата.

СТАБИЛЬНОСТЬ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Узкая шейка абатмента создает эффективное пространство для формирования десневой манжетки, обеспечивая великолепную красную/белую эстетику.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ

Продуманный протокол подготовки костного ложа и широкая линейка ортопедических компонентов позволяют использовать один дизайн имплантата в любых клинических ситуациях.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ

Единая ортопедическая платформа обеспечивает совместимость всех компонентов, позволяя оптимизировать склад и избежать лишних финансовых вложений.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Использование коротких имплантатов 6,6 мм позволяет избежать костной пластики и выполнить имплантацию даже при дефиците костной ткани.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Богатый ассортимент компонентов для протезирования позволяет изготавливать конструкции с цементной и винтовой фиксацией, с индексным и конусным позиционированием.



















Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ИМПЛАНТАТЫ A2 CLASSIC			
	A2-IMP-01.01	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 3.5 мм, длина 6.6 мм	цена по запросу
	A2-IMP-01.02	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 3.5 мм, длина 8 мм	цена по запросу
	A2-IMP-01.03	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 3.5 мм, длина 9,5 мм	цена по запросу
	A2-IMP-01.04	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 3.5 мм, длина 11 мм	цена по запросу
	A2-IMP-01.05	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 3.5 мм, длина 14мм	цена по запросу
	A2-IMP-02.01	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 4.5 мм, длина 6.6 мм	цена по запросу
	A2-IMP-02.02	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 4.5 мм, длина 8 мм	цена по запросу
	A2-IMP-02.03	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 4.5 мм, длина 9.5 мм	цена по запросу
	A2-IMP-02.04	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 4.5 мм, длина 11 мм	цена по запросу
	A2-IMP-02.05	ИМПЛАНТАТ A2, диаметр 4.5 мм, длина 14 мм	цена по запросу
ИМПЛАНТАТЫ A2 ROCK (ARTtech)			
	ART-IMP-01.01	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 3.6 мм, длина 6.6 мм	цена по запросу
	ART-IMP-01.02	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 3.6 мм, длина 8 мм	цена по запросу
	ART-IMP-01.03	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 3.6 мм, длина 9.5 мм	цена по запросу
	ART-IMP-01.04	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 3.6 мм, длина 11 мм	цена по запросу
	ART-IMP-01.05	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 3.6 мм, длина 14 мм	цена по запросу
	ART-IMP-02.01	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 4.3 мм, длина 6.6 мм	цена по запросу
	ART-IMP-02.02	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм	цена по запросу
	ART-IMP-02.03	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 4.3 мм, длина 9.5 мм	цена по запросу
	ART-IMP-02.04	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 4.3 мм, длина 11 мм	цена по запросу
	ART-IMP-02.05	ИМПЛАНТАТ ARTtech, диаметр 4.3 мм, длина 14 мм	цена по запросу














Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ВИНТЫ-ЗАГЛУШКИ A2 И ИНСТРУМЕНТЫ К НИМ			
	A2-ZAG -02.01	ВИНТ-ЗАГЛУШКА A2, высота 1 мм	800
	A2-ZAG -02.02	ВИНТ-ЗАГЛУШКА A2, высота 2 мм	800
	A2-BAS-01.01	УСТАНОВОЧНАЯ ГОЛОВКА A2	1200
ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ			
	A2-TMP-01.01	АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ A2, без индекса (М), глубина десны 2,4 (R)	1500
	A2-TMP-01.02	АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ A2, с индексом (М), глубина десны 2,4 (R)	1500
	A2-TMP-01.03	АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ A2, без индекса (L), глубина десны 3,5 (R)	1500
	A2-TMP-01.04	АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ A2, с индексом (L), глубина десны 3,5 (R)	1500
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ A2 УЗКИЕ			
	A2-FDM-05.01 04.00.06.17	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 узкий (S), глубина десны 1.5	950
	A2-FDM-05.02 04.00.06.18	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 узкий (М), глубина десны 3.0	950
	A2-FDM-05.03 04.00.06.19	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 узкий (L), глубина десны 4.5	950
	A2-FDM-05.04 04.00.06.20	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 узкий (XL), глубина десны 6.0	950
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ A2 СРЕДНИЕ			
	A2-FDM-05.07 04.00.06.07	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 средний (М), глубина десны 3.0	950
	A2-FDM-05.08 04.00.06.08	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 средний (L), глубина десны 4.5	950
	A2-FDM-05.09	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 средний (XL), глубина десны 6.0	950
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ A2 ШИРОКИЕ			
	A2-FDM-05.11	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 широкий (L), глубина десны 4.5	950
	A2-FDM-05.12	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ A2 широкий (XL), глубина десны 6.0	950
ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ A2 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ			
	A2-FDM-02.01 04.00.06.09/К	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ A2, глубина десны 1.5, малый (с винтом)	1500
	A2-FDM-02.02 04.00.06.10/К	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ A2, глубина десны 3.0, малый (с винтом)	1500
	A2-FDM-02.03 04.00.06.11/К	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ A2, глубина десны 1.5, большой (с винтом)	1500
	A2-FDM-02.04 04.00.06.12/К	ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ A2, глубина десны 3.0, большой (с винтом)	1500




Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ А2			
	A2-SRG-01.01 3103 7041	ФРЕЗА ЛИНДЕМАНА А2, 8 мм	
	A2-SRG-01.02 3103 7042	ФРЕЗА ЛИНДЕМАНА А2, 11 мм	
	A2-SRG-02.01 3103 7043	ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА А2, диаметр 2.0, короткая	
	A2-SRG-02.02 3103 7044	ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА А2, диаметр 2.0, длинная	
	A2-SRG-03.01 3103 7052	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА А2, под имплантаты А, короткий	
	A2-SRG-03.02 3103 7053	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА А2, под имплантаты А, длинный	
	A2-SRG-03.03 3103 7062	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА А2, под имплантаты В, короткий	
	A2-SRG-03.04 3103 7063	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА А2, под имплантаты В, длинный	
	A2-SRG-04.01 3103 7185	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты А6.6/А8	
	A2-SRG-04.02 3103 7188	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты А9.5	
	A2-SRG-04.03 3103 7190	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты А11	
	A2-SRG-04.04 3103 7200	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты А14	
	A2-SRG-04.05 3103 7205	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты В6.6/В8	
	A2-SRG-04.06 3103 7208	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты В9.5	
	A2-SRG-04.07 3103 7210	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты В11	
	A2-SRG-04.08 3103 7220	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА А2, под имплантаты В14	
	A2-SRG-05.01 3103 7440	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ А2, под имплантаты А	
	A2-SRG-05.02 3103 7450	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ А2, под имплантаты В	
	A2-SRG-06.01 3103 7541	ИМПЛАНТОВОД А2, машинный, короткий	
	A2-SRG-06.02 3103 7543	ИМПЛАНТОВОД А2, машинный, длинный	

Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
	A2-SRG-06.03 3103 7531	ИМПЛАНТОВОД А2, ручной, короткий	
	A2-SRG-06.04 3103 7532	ИМПЛАНТОВОД А2, ручной, средний	
	A2-SRG-06.05 3103 7533	ИМПЛАНТОВОД А2, ручной, длинный	
	A2-SRG-06.06	ИМПЛАНТОВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, короткий	3000
	A2-SRG-06.07	ИМПЛАНТОВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, длинный	3000
	A2-BAS-01.02	ОСНОВАНИЕ-ГЛУБИНОМЕР А2	1500
	026.0022	СВЕРЛО ПРОФИЛЬНОЕ (бонпрофайлер) BL1	
	026.0023	СВЕРЛО ПРОФИЛЬНОЕ (бонпрофайлер) BL2	
	A2-SRG-07.01 3103 7530	ТЕФЛОНОВОЕ КОЛЬЦО А2, для имплантовода, (5шт. в упаковке)	990
	A2-SRG-09.01 3103 7408	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДЛИНЕНИЯ ФРЕЗ А2	
	A2-SRG-10.01 3103 7500	ХИРУРГИЧЕСКИЙ КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА А2, динамометрический	
	A2-SRG-10.02 3103 7502	КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ А2	
	A2-ORT-01.01 3103 3434	ИНСТРУМЕНТ (НАСАДКА) ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИНТОВ-ЗАГЛУШЕК А2, короткий	
	A2-ORT-01.02 3103 3435	ИНСТРУМЕНТ (НАСАДКА) ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИНТОВ-ЗАГЛУШЕК А2, длинный	
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2			
	A2-NVG-01.01 3103 7610	МУКОТОМ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2, для имплантатов А	
	A2-NVG-01.02 3103 7612	МУКОТОМ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2, для имплантатов В	
	A2-NVG-02.01 3103 7602	ИНИЦИАЛЬНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2, под имплантаты А	
	A2-NVG-02.02 3103 7604	ИНИЦИАЛЬНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2, под имплантаты В	
	A2-NVG-03.01 3103 7621	ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2, под имплантаты А8/В8	
	A2-NVG-03.02 3103 7622	ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ А2, под имплантаты А9.5/В9.5	


Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
	A2-NVG-03.03 3103 7623	ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A11/B11	
	A2-NVG-03.04 3103 7624	ПИЛОТНАЯ ФРЕЗА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A14/B14	
	A2-NVG-04.01 3103 7631	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A8	
	A2-NVG-04.02 3103 7632	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A9.5	
	A2-NVG-04.03 3103 7633	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A11	
	A2-NVG-04.04 3103 7634	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A14	
	A2-NVG-04.05 3103 7641	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B8	
	A2-NVG-04.06 3103 7642	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B9.5	
	A2-NVG-04.07 3103 7643	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B11	
	A2-NVG-04.08 3103 7644	БОР-ФОРМИРОВАТЕЛЬ КАНАЛА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B14	
	A2-NVG-05.01 3103 7651	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A8/A9.5	
	A2-NVG-05.02 3103 7661	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B8/B9.5	
	A2-NVG-05.03 3103 7653	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A11/A14	
	A2-NVG-05.04 3103 7663	КОНИЧЕСКАЯ РАЗВЕРТКА ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B11/B14	
	A2-NVG-06.01 3103 7671	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A8	
	A2-NVG-06.02 3103 7672	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A9.5	
	A2-NVG-06.03 3103 7673	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A11	
	A2-NVG-06.04 3103 7674	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A14	
	A2-NVG-06.05 3103 7681	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B8	

Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
	A2-NVG-06.06 3103 7682	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B9.5	
	A2-NVG-06.07 3103 7683	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B11	
	A2-NVG-06.08 3103 7684	НАРЕЗЧИК РЕЗЬБЫ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B14	
	A2-NVG-07.01 3103 7690	ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A, короткий	
	A2-NVG-07.02 3103 7692	ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты A, длинный	
	A2-NVG-07.03 3103 7691	ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B, короткий	
	A2-NVG-07.04 3103 7693	ИМПЛАНТОВОД ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ A2, под имплантаты B, длинный	
	A2-NVG-08.11 56.00.15.01	ПИН ФИКСИРУЮЩИЙ A2, для хирургических шаблонов	800
	A2-NVG-08.01 3103 7702	ГИЛЬЗА A2 ДЛЯ БОРА-ФОРМИРОВАТЕЛЯ КАНАЛА A под имплантаты A, узкая	
	A2-NVG-08.02 3103 7723	ГИЛЬЗА A2 ДЛЯ БОРА-ФОРМИРОВАТЕЛЯ КАНАЛА A, под имплантаты B, широкая	
	A2-NVG-08.03 3103 7703	ГИЛЬЗА A2 ДЛЯ БОРА-ФОРМИРОВАТЕЛЯ КАНАЛА B, под имплантаты B, широкая	
	A2-NVG-08.04 56.00.12.01	ГИЛЬЗА ДЛЯ ФИКСИРУЮЩЕГО ПИНА A2, для хирургических шаблонов	600
	A2-NVG-08.05 04.09.12.03	ГИЛЬЗА ДЛЯ ШАБЛОНОВ A2, под имплантаты A, с разрезом	1000
	A2-NVG-08.06 04.09.12.01	ГИЛЬЗА ДЛЯ ШАБЛОНОВ A2, под имплантаты A, стандартная	600
	A2-NVG-08.07 04.06.12.01	ГИЛЬЗА ДЛЯ ШАБЛОНОВ A2, под имплантаты B, с разрезом	1000
	A2-NVG-08.08 04.09.12.02	ГИЛЬЗА ДЛЯ ШАБЛОНОВ A2, под имплантаты B, стандартная	600
	A2-NVG-08.09 3103 7701	ГИЛЬЗА A2 ДЛЯ ПИЛОТНОЙ ФРЕЗЫ, узкая	
	A2-NVG-08.10 3103 7725	ГИЛЬЗА A2 ДЛЯ ПИЛОТНОЙ ФРЕЗЫ, широкая	
	A2-NVG-09.01 3103 7721	АБАТМЕНТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ A2, под имплантаты A	
	A2-NVG-09.02 3103 7722	АБАТМЕНТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ A2, под имплантаты B	















Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ A2 БЕЗ ИНДЕКСА			
	A2-TIT-01.01 04.00.13.01	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 4.0, глубина десны 1.3	3000
	A2-TIT-01.02 04.00.13.02	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 4.0, глубина десны 2.4	3000
	A2-TIT-01.03 04.01.13.01	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 4.0, глубина десны 3.5	3000
	A2-TIT-01.13	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 4.0, глубина десны 4.7	3000
	A2-TIT-01.04 04.01.13.07	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 6.0, глубина десны 1.3	3000
	A2-TIT-01.05 04.01.13.08	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 6.0, глубина десны 2.4	3000
	A2-TIT-01.06 04.01.13.09	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, без индекса, высота 6.0, глубина десны 3.5	3000
ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ A2 С ИНДЕКСОМ			
	A2-TIT-02.01 04.00.13.03	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 4.0, глубина десны 1.3	3000
	A2-TIT-02.02 04.00.13.04	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 4.0, глубина десны 2.4	3000
	A2-TIT-02.03 04.01.13.02	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 4.0, глубина десны 3.5	3000
	A2-TIT-02.13	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 4.0, глубина десны 4.7	3000
	A2-TIT-02.04 04.01.13.10	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 6.0, глубина десны 1.3	3000
	A2-TIT-02.05 04.01.13.11	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 6.0, глубина десны 2.4	3000
	A2-TIT-02.06 04.01.13.12	ТИТАНОВОЕ ОСНОВАНИЕ A2, с индексом, высота 6.0, глубина десны 3.5	3000












Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ A2			
ТРАНСФЕРЫ A2 С ИНДЕКСОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ			
	A2-TRN-01.03	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R, для открытой ложки, короткий	2100
	A2-TRN-01.04	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R, для открытой ложки, длинный	2100
ТРАНСФЕРЫ A2 С ИНДЕКСОМ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ			
	A2-TRN-02.04	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R, для закрытой ложки, короткий	2100
	A2-TRN-02.05	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R, для закрытой ложки, средний	2100
	A2-TRN-02.06	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R, для закрытой ложки, длинный	2100
ТРАНСФЕРЫ A2 БЕЗ ИНДЕКСА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ			
	A2-TRN-03.01 04.00.14.05	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, без индекса, для закрытой ложки, узкий	2100
	A2-TRN-03.02 04.00.14.06	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, без индекса, для закрытой ложки, широкий	2100
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ A2			
	A2-SCN-02.01 04.01.09.05	СКАНБОДИ РЕЕК A2, для внутриротового сканирования, короткий (S/M)	3300
	A2-SCN-02.03	СКАНБОДИ РЕЕК A2, для внутриротового сканирования, длинный (L/XL)	3300
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛОГИ ИМПЛАНТАТОВ A2			
	A2-ANG-01.02 04.00.02.02	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА A2, для гипсовых моделей	1000
	A2-ANG-02.01 04.01.02.01/К	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА A2, для принтованных моделей (с винтом)	1200
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ТИТАНОВЫМИ ОСНОВАНИЯМИ A2			
	A2-ORT-02.01 3103 3625	ОТВЕРТКА A2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.0, короткая (15 Нсм)	
	A2-ORT-02.02 3103 3628	ОТВЕРТКА A2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.0, длинная (15 Нсм)	
	A2-ORT-03.01 3103 3455	НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1.0, длинная	2000
	A2-ORT-03.02 3103 3456	НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1.0, короткая	2000
	A2-ORT-04.01 3103 3630	ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА A2	
	A2-ORT-05.01 3103 3410	РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДОК A2	











Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
АБАТМЕНТЫ МУЛЬТИЮНИТ А2			
ПРЯМЫЕ МУЛЬТИЮНИТЫ А2			
	A2-MUL-01.01 04.00.01.01	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, прямой 0°, глубина десны 0.75	2500
	A2-MUL-01.02 04.00.01.02	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, прямой 0°, глубина десны 1.5	2500
	A2-MUL-01.03 04.00.01.03	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, прямой 0°, глубина десны 3.0	2500
	A2-MUL-01.04 04.00.01.04	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, прямой 0°, глубина десны 4.5	2500
УГЛОВЫЕ МУЛЬТИЮНИТЫ А2			
	A2-MUL-01.05 04.00.01.05	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, угловой 15°, глубина десны 3.0	5000
	A2-MUL-01.06 04.00.01.07	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, угловой 15°, глубина десны 4.5	5000
	A2-MUL-01.07 04.00.01.06	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, угловой 30°, глубина десны 3.0	5000
	A2-MUL-01.08 04.00.01.08	АБАТМЕНТ МУЛЬТИЮНИТ А2, угловой 30°, глубина десны 4.5	5000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ К МУЛЬТИЮНИТАМ А2			
	A2-MUL-03.01 04.01.03.01	КОЛПАЧОК ТИТАНОВЫЙ А2, для мультюнитов	2000
	A2-MUL-03.05	КОЛПАЧОК МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ А2, для мультюнитов (пластиковый)	1000
	A2-MUL-03.02 04.00.03.04	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК А2, для мультюнитов (S/M)	1000
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ С МУЛЬТИЮНИТОВ А2			
	A2-MUL-03.03 04.00.03.02	КОЛПАЧОК РЕТЕНЦИОННЫЙ А2, для мультюнитов, короткий	2000
	A2-MUL-03.04 04.00.03.03	КОЛПАЧОК РЕТЕНЦИОННЫЙ А2, для мультюнитов, длинный	2000








Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
	A2-MUL-02.02 04.00.10.03	ВИНТ ТРАНСФЕРНЫЙ А2, для мультюнитов, 13 мм	500
	A2-MUL-02.03 04.00.10.04	ВИНТ ТРАНСФЕРНЫЙ А2, для мультюнитов, 19 мм	500
	A2-MUL-02.01 04.00.10.01	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ А2, для мультюнитов, 5 мм	500
	A2-MUL-02.04 04.00.10.02	ВИНТ ФИКСИРУЮЩИЙ А2, для мультюнитов, 8 мм	500
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ МУЛЬТИЮНИТОВ А2			
	A2-SCN-02.02 04.01.09.06/К	СКАНБОДИ РЕЕК ДЛЯ МУЛЬТИЮНИТОВ А2 (с винтом)	3300
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛОГИ МУЛЬТИЮНИТА А2			
	A2-ANG-01.01 04.00.02.01	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ МУЛЬТИЮНИТА А2, для гипсовых моделей	1000
	A2-ANG-02.02 04.01.02.03/К	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ МУЛЬТИЮНИТА А2, для принтованных моделей (с винтом)	1200
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С МУЛЬТИЮНИТАМИ А2			
	A2-ORT-02.01 3103 3625	ОТВЕРТКА А2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.0, короткая (15 Нсм)	
	A2-ORT-02.02 3103 3628	ОТВЕРТКА А2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.0, длинная (15 Нсм)	
	A2-ORT-02.03 3103 3627	ОТВЕРТКА А2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.8 (25 Нсм)	
	A2-ORT-03.01 3103 3455	НАСАДКА-ОТВЕРТКА А2, шестигранная, 1.0, длинная	2000
	A2-ORT-03.02 3103 3456	НАСАДКА-ОТВЕРТКА А2, шестигранная, 1.0, короткая	2000
	A2-ORT-03.03	НАСАДКА-ОТВЕРТКА А2, шестигранная, 1.8 короткая	
	A2-ORT-03.05	НАСАДКА-ОТВЕРТКА А2, шестигранная, 1.8 длинная	
	A2-ORT-04.01 3103 3630	ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА А2	
	A2-ORT-05.01 3103 3410	РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДОК А2	













Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
АБАТМЕНТЫ КЛАССИКА А2			
ПРЯМЫЕ БЕЗ ИНДЕКСА			
	A2-ABT-01.01 3102 4160	АБАТМЕНТ А2, без индекса, прямой 0°, глубина десны 1.5	3500
	A2-ABT-01.02 3102 4170	АБАТМЕНТ А2, без индекса, прямой 0°, глубина десны 3.0	3500
	A2-ABT-01.03 3102 4180	АБАТМЕНТ А2, без индекса, прямой 0°, глубина десны 4.5	3500
ПРЯМЫЕ С ИНДЕКСОМ			
	A2-ABT-02.01 3102 4120	АБАТМЕНТ А2, с индексом, прямой 0°, глубина десны 1.5	3500
	A2-ABT-02.02 3102 4130	АБАТМЕНТ А2, с индексом, прямой 0°, глубина десны 3.0	3500
	A2-ABT-02.03 3102 4140	АБАТМЕНТ А2, с индексом, прямой 0°, глубина десны 4.5	3500
УГЛОВЫЕ БЕЗ ИНДЕКСА			
	A2-ABT-01.04 3102 4162	АБАТМЕНТ А2, без индекса, угловой 15°, глубина десны 1.5	4000
	A2-ABT-01.05 3102 4172	АБАТМЕНТ А2, без индекса, угловой 15°, глубина десны 3.0	4000
	A2-ABT-01.06 3102 4182	АБАТМЕНТ А2, без индекса, угловой 15°, глубина десны 4.5	4000
УГЛОВЫЕ С ИНДЕКСОМ			
	A2-ABT-02.04 3102 4122	АБАТМЕНТ А2, с индексом, угловой 15°, глубина десны 1.5	4000
	A2-ABT-02.05 3102 4132	АБАТМЕНТ А2, с индексом, угловой 15°, глубина десны 3.0	4000
	A2-ABT-02.06 3102 4142	АБАТМЕНТ А2, с индексом, угловой 15°, глубина десны 4.5	4000













Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
PRE-MILL ЗАГОТОВКИ А2 С ИНДЕКСОМ И БЕЗ ИНДЕКСА			
ДЛЯ ХОЛДЕРА ADM			
	A2-PRE-01.01 04.01.08.01	PRE-MILL ЗАГОТОВКА ТИТАНОВАЯ А2, без индекса (холдер ADM)	2200
	A2-PRE-01.02 04.01.08.02	PRE-MILL ЗАГОТОВКА ТИТАНОВАЯ А2, с индексом (холдер ADM)	2200
ДЛЯ ХОЛДЕРА ARUM			
	A2-PRE-02.01 04.03.08.01	PRE-MILL ЗАГОТОВКА ТИТАНОВАЯ А2, без индекса (холдер ARUM)	2200
	A2-PRE-02.02 04.03.08.02	PRE-MILL ЗАГОТОВКА ТИТАНОВАЯ А2, с индексом (холдер ARUM)	2200
ЛОКАТОР А2			
	A2-LOC-01.01 3102 2610	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 2.0	3000
	A2-LOC-01.02 3102 2612	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 3.0	3000
	A2-LOC-01.03 3102 2614	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 4.0	3000
	A2-LOC-01.04 3102 2616	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 5.0	3000
	A2-LOC-01.05 3102 2618	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 6.0	3000
	A2-LOC-02.01	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 3.0, угол 15°	5000
	A2-LOC-02.02	АБАТМЕНТ ЛОКАТОР А2, глубина десны 4.5, угол 15°	5000
АНАЛОГ АБАТМЕНТА ЛОКАТОРА А2			
	A2-ANG-01.03 45-3356	АНАЛОГ АБАТМЕНТА ЛОКАТОРА А2	1000
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОКАТОРА А2			
	MM-LOC02	Комплект матриц (металлическая, техническая, пластиковые, изолирующее кольцо)	
	45-3340	3-х компонентная отвертка Locator®	
	3103 3635	Насадка для ортопедического ключа-трещотки для Locator®	














Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ОТТИСКОВ A2			
ТРАНСФЕРЫ A2 С ИНДЕКСОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ЛОЖКИ			
	A2-TRN-01.03	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R , для открытой ложки, короткий	2100
	A2-TRN-01.04	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R , для открытой ложки, длинный	2100
ТРАНСФЕРЫ A2 С ИНДЕКСОМ ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ			
	A2-TRN-02.04	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R , для закрытой ложки, короткий	2100
	A2-TRN-02.05	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R , для закрытой ложки, средний	2100
	A2-TRN-02.06	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, с индексом, R , для закрытой ложки, длинный	2100
ТРАНСФЕРЫ A2 БЕЗ ИНДЕКСА ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ ЛОЖКИ			
	A2-TRN-03.01 04.00.14.05	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, без индекса, для закрытой ложки, узкий	2100
	A2-TRN-03.02 04.00.14.06	СЛЕПОЧНЫЙ ТРАНСФЕР A2, без индекса, для закрытой ложки, широкий	2100
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛОГИ ИМПЛАНТАТОВ И АБАТМЕНТОВ A2			
	A2-ANG-01.01 04.00.02.01	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ МУЛЬТИЮНИТА A2, для гипсовых моделей	1000
	A2-ANG-01.02 04.00.02.02	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА A2, для гипсовых моделей	1000
	A2-ANG-01.03 45-3356	АНАЛОГ АБАТМЕНТА ЛОКАТОРА A2	1000
	A2-ANG-02.01 04.01.02.01/K	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ ИМПЛАНТАТА A2, для принтованных моделей (с винтом)	1200
	A2-ANG-02.02 04.01.02.03/K	ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛОГ МУЛЬТИЮНИТА A2, для принтованных моделей (с винтом)	1200
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ A2			
	A2-SCN-02.01 04.01.09.05	СКАНБОДИ РЕЕК A2, для внутриротового сканирования, короткий (S/M)	3300
	A2-SCN-02.03	СКАНБОДИ РЕЕК A2, для внутриротового сканирования, длинный (L/XL)	3300
	A2-SCN-02.02 04.01.09.06/K	СКАНБОДИ РЕЕК ДЛЯ МУЛЬТИЮНИТОВ A2 (с винтом)	3300

Схема	Артикул	Наименование	Стоимость в руб.
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ A2			
	A2-ORT-01.01 3103 3434	ИНСТРУМЕНТ (НАСАДКА) ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИНТОВ-ЗАГЛУШЕК A2, короткий	
	A2-ORT-01.02 3103 3435	ИНСТРУМЕНТ (НАСАДКА) ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВИНТОВ-ЗАГЛУШЕК A2, длинный	
	A2-ORT-02.01 3103 3625	ОТВЕРТКА A2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.0, короткая (15 Нсм)	
	A2-ORT-02.02 3103 3628	ОТВЕРТКА A2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.0, длинная (15 Нсм)	
	A2-ORT-02.03 3103 3627	ОТВЕРТКА A2, для ортопедического ключа-трещотки, 1.8 (25 Нсм)	
	3103 3635	Насадка для ортопедического ключа-трещотки для Locator®	
	A2-ORT-03.01 3103 3455	НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1.0, длинная	2000
	A2-ORT-03.02 3103 3456	НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1.0, короткая	2000
	A2-ORT-03.03	НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1.8 короткая	
	A2-ORT-03.05	НАСАДКА-ОТВЕРТКА A2, шестигранная, 1.8 длинная	
	A2-ORT-04.01 3103 3630	ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА A2	
	A2-ORT-05.01 3103 3410	РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДОК A2	

МЕТАЛЛЫ И МАТЕРИАЛЫ В A2		
Индексный указатель	Тип	Состав
4	Титан	Титан 4 класса
5	Титан	Сплав Ti-6Al-4V
5.1	Титан	Сплав Ti-6Al-4V и покрытие нитрид титаном TiN
6	PEEK	Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)
7	Полиоксиметилен	
8	Сталь	Нержавеющая сталь

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:	
	Индекс материалов и металлов, используемых в данном изделии. См. таблицу на стр. 17.
R	Обозначение модели изделия с самовыталкивающим винтом.
04.00.06.07	Обозначение аналога в линейке UniS.
3103 7624	Обозначение продукции, совместимой с A2.
	Данные позиции не имеют установленной цены, так как находятся в процессе регистрации. Уточняйте по наличию аналогов в торговых представительствах.

Имплантационная система A2 – это продукт, бесспорно, высокого качества. Система была разработана и создана с учетом жестких международных стандартов и требований к медицинской продукции, что подтверждается многочисленными тестами и испытаниями. Высокоточное современное оборудование, сертифицированное сырье, многоступенчатая система контроля качества, грамотный персонал – все это обеспечивает самую достойную оценку нашей продукции со стороны экспертных и проверяющих организаций. Научно-Производственный Комплекс «Арт Стомус» уже несколько лет подряд подтверждает свое соответствие международным стандартам сертификатами качества ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016.



Пользователи имплантационной системы A2 могут быть уверены в завтрашнем дне, потому что НПК «Арт Стомус» предлагает расширенную гарантию на бесплатный и безусловный обмен имплантатов A2. Благодаря отлаженному алгоритму работы с рекламациями производитель возместит компонент в самые сжатые сроки и при минимальном наборе подтверждающих документов. Подробную инструкцию, бланк претензии и полную версию «Положения о политике качества НПК «Арт Стомус» всегда можно найти на официальном сайте art.stomus.ru





art.stomus.ru



Научно-
Производственный
Комплекс

Производитель: **ООО «АРТ Стомус»**
Россия, 188654, Ленинградская область,
пос. Стекланный, ул. Заводская, здание 4.
Тел.: +7 (81370) 53-105, info@proimplant.art

8 800 550-48-48 (бесплатно по России)

Эксклюзивные представители по России:

Стомус - Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 194291,
пр. Луначарского, д. 49
Тел.: +7 (812) 702-40-07
E-mail: office@stomus.ru

Стомус - Москва

Москва, 127015,
2-й Троицкий переулок, д. 5
Тел.: +7 (495) 669-78-72
E-mail: stomus-m@stomus.ru

Стомус - Новосибирск

Новосибирск, 630004,
ул. Челюскинцев, д. 14/2
Тел.: +7 (383) 201-04-62
E-mail: stomus-sibir@inbox.ru

Стомус - Краснодар

Краснодар, 350049,
ул. Красных Партизан, 347, оф. № 1
Тел.: +7 (861) 290-80-34
E-mail: eremina@stomus.ru

Стомус-Воронеж

Воронеж, 394088,
б-р. Победы, д. 50Б., оф. 26
Тел.: +7 (915) 580-03-03
E-mail: sea@stomus.ru